

БиоСмарт

Отстраняване на миризми в канали и тръбни системи

БиоСмарт е течен препарат, съдържащ подобрани микроорганизми, ензими и парфюм за биологичен контрол на миризми.




Откъде идват миризмите в канали и тръбни системи?

Отделянето на неприятни миризми е резултат от неконтролирана ферментация (гниене). Гниенето е процес на ферментация на вещества от органичен произход, отложени по стените на тръби и канали, при който преобладават *анаеробни* бактерии, т.е. такива, които работят без или с осъдно съдържание на кислород. Като резултат процесите на ферментация са непълни и се образуват неприятни миризми от вещества, съдържащи азот и сяра.

Как действа БиоСмарт ?

БиоСмарт е течен препарат на основата на микроорганизми, които живеят и се размножават използвайки отпадъците като източник на храна. За целта произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости. Впоследствие те влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане. Поставени в тръбната система микроорганизмите се закрепват върху отлаганията (**Фиг.1.**) и започват своята работа до пълното разграждане на органичните вещества.



Фиг.1. Натрупване на отлагания в отходни тръби и формиране на миризми

Предимства

- бързо и ефективно разграждане на мазнините и другите отпадъци в канализацията
- отсъствие на вредни вещества
- премахване на неприятните миризми
- продукт, безопасен за сифоните, тръбите и решетките, както и за човешкия организъм

Указания за употреба

БиоСмарт е готов за употреба продукт. През първата седмица от програмата за третиране използвайте **БиоСмарт** без разреждане. При поддържащо третиране разредете необходимото количество **БиоСмарт** с леко топла вода в съотношение 1:5. За по-добър ефект препоръчваме третирането с **БиоСмарт** да се извършва в часовете, когато канализационната мрежа няма да се използва известно време (например вечер преди лягане или сутрин след сутрешния тоалет).

Първа седмица на третиране

Налейте по 20 мл. **БиоСмарт** във всяка канална решетка или сифон. Повтаряйте процедурата ежедневно през цялата седмица.

Поддържащо третиране

След първата седмица използвайте **БиоСмарт** един път седмично в количество 20 мл. **БиоСмарт**, разреден в 100 мл. леко топла вода (съотношение 1:5) за всяка една канална решетка или сифон (пример – 30 сифона x 20 мл. = 600 мл. Разредете 600 мл. **БиоСмарт** в 3 л. вода и налейте равномерно в 30-те сифона).

Опаковка

Пластмасови бутилки по 1 л.

Съхранение и безопасност

Избягвайте достъп до очите. Не поемайте през устата.